

Elementy produktu i jego funkcje

CE no. ATE 2004506

- **Silnik niszczący tłuszcz**

5 silników o dużej mocy zbijających tkankę tłuszczową zostało zaprojektowanych w celu ukształtowania talii, brzucha i pleców według naukowych i racjonalnych parametrów. Sprawia, że tłuszcz w obrębie pasa, brzucha oraz tylnej części ludzkiego ciała dostaje się pod wpływ procesu niszczącego tłuszcz, osiągając wysokie prędkości drgań do 5800t/min. Kontrolny system Chipowy G8 ma zaprogramowane 8 różnych trybów, sposobów spalania tłuszczu (tryb cyklu, tryb przerywany, tryb ucisku palców, tryb wibracyjny, tryb młota, tryb ocierania, tryb dotyku miejscowego, tryb wielostronny) do najgłębszego poziomu komórek tłuszczu. Poprzez wysoką prędkość tłuszcz wydzielany jest na zewnątrz w postaci potu i płynów ustrojowych.

- **Super-silne magnesy**

20 super silnych magnesów wprowadzą ciało w otoczenie fal magnetycznych, stwarzając sieć fal magnetycznych działającą na każdą część ciała przez serię przyciągnięć i przeszyć, rozkład tkanki tłuszczowej stanie się szybszy i skuteczniejszy o 8:100 super silnych fal magnetycznych, pozostawiając ciało pod uzdrawiającym wpływem kuracji magnetycznej.

- **Głęboka terapia cieplna**

Pożądaný efekt końcowy można osiągnąć stosując terapię cieplną głębokimi promieniami podczerwieni oraz za pomocą technologii zmniejszających tkankę tłuszczową. Głęboko docierające działanie pomaga w szybszej, skuteczniejszej i głębszej likwidacji tkanki tłuszczowej jak również pozwala uniknąć zaburzeń spowodowanych porami roku w procesie odchudzania.

- **Urządzenie zwiększające biust za pomocą fal magnetycznych**

Zaprojektowane w zgodzie z kształtem piersi i ludzkiego ciała, 8 różnych częstotliwości wibracji fal magnetycznych, masaż i stymulacja trzech punktów na piersiach (Qimen, Tianchi, Shanzong), przyspiesza krążenie krwi, stymuluje wzrost sutków, oraz efektywnie wpływa na powiększenie piersi, sprawiając że stają się większe, nadając im jędrność i sprężystość.

- **Krem do masażu**

Używaj razem z pasem na ramie i pasem na nogę aby zwiększyć efekt działania.

- **Pas na rękę i pas na nogę**

Poprzez oddziaływanie pulsacyjne umiejscowienie pasa na mięśniach nogi lub ramienia można osiągnąć pełniejszy efekt. Poprzez technologię elektroniczną lekkie stymulujące fale zostaną przekazane na skórę człowieka poprzez specjalny silikonowy żel elektroniczny. Poprzez działanie na sygnały nerwowe człowieka, urządzenie stymuluje nerwy w części na którą oddziałuje oraz na nerwy motoryczne aż do głębokich komórek motorycznych, co usprawni przepływ krwi i płynów, zwiększając odżywienie mięśni, wpływając korzystnie na ich sprężystość, osiąga efekt wyszczuplenia nóg i ramion.

- **Bateria akumulatorowa**

Podczas użycia, zabezpiecza produkt przed przepięciami sieci energetycznej. Jest wygodniejsza w użyciu. Ładowanie zajmuje tylko 2-2,5 godzin. Może być ładowana przez zasilacz bezpośrednio ze źródła prądu. Należy regularnie ładować baterię.

---

## **Przedstawienie funkcji urządzenia**

### **I. Główny panel kontrolny**

1. Power: Naciśnij ten przycisk, a urządzenie ustawi się w stan pracy, określony fabrycznie.
2. Mode: Naciśnij ten przycisk, można nim wybrać 8 trybów pracy, a jeśli na wyświetlaczu pojawi się „0” oznacza to, że urządzenie samo automatycznie wybierze 1 z 8 trybów pracy.
3. Time: Naciśnij ten przycisk. Można ustawić 9 czasów pracy: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, FF. FF oznacza ciągły czas pracy bez ustawień czasu.
4. Intensity: Naciśnij ten przycisk i wybierz stopień intensywności z 8. Stopień intensywności jest widoczny jako 8 długich pionowych kresek na wyświetlaczu.
5. Przyciski „Adjust” i „Setting”: Obydwa przyciski można ustawić razem, ustawiając terapię ciepłą, wagę, pleć, itd. Poziom pracy.
  - a) Opcja „Function” widoczna na wyświetlaczu została podzielona na wyszczuplanie, powiększanie biustu i wyszczuplanie i powiększanie biustu w trzech różnych formach. Można je ustawić w zależności od preferencji ustawień. Przy wyszczuplaniu, urządzenie informuje, że pas działa, przy powiększaniu biustu urządzenie informuje, że mechanizm powiększający biust działa, a przy jednoczesnym wyszczuplaniu i powiększaniu biustu, urządzenie informuje o jednoczesnym działaniu mechanizmów. Wszystkie opcje uruchamia się za pomocą przycisków SETTING i AJUST/ADJUSTER

- b) Wybierz opcje „HEATING”, a na ekranie wyświetli się symbol ciepła, co będzie oznaczać, że urządzenie grzeje.
- c) Waga i płeć może zostać ustalona zgodnie z posiadanymi informacjami. FEMALE-kobieta MALE-mężczyzna. Waga – na wyświetlaczu widnieje WEIGHT , ustawiamy w KG

## II. Panel kontrolny pasa na ramię i pasa na nogę

1. ON/to przycisk włączający, jak również silny przycisk funkcyjny, intensywność może być zwiększona o 1/10 po każdym przyciśnięciu. Istnieje 10 poziomów razem, które na ekranie są oznaczone poziomą linią intensywności.
2. OFF/to przycisk stop, jak również słaby przycisk funkcyjny, intensywność może być zmniejszona o 1/10 po każdym przyciśnięciu. Istnieje 10 poziomów razem, które na ekranie są oznaczone poziomą linią intensywności.
3. P/S to przycisk oznaczający kontrolę automatyczną, nastawia on 8 funkcji w przeciągu 15 minut automatycznie.
4. TRYB to przycisk trybu, który zawiera 8 różnych trybów funkcyjnych. Zawiera 3 tryby podstawowe i 8 dodatkowych. Mogą one zostać ustawione w zależności od danej części. Podczas pracy ekran wyświetla różnie, zależnie od danej części.

---

## Wskazówki użytkownika

1. Wyjmij urządzenie i umieść na wybranej części ciała, dopasuj pas do ciała.
2. Po podłączeniu zasilacza do przyłącza prądowego głównego silnika, włącz zasilanie.
3. Włącz przycisk „Power ”, wciśnij przyciski „Setting” i „Ajust/Adjuster” aby ustawić funkcje, kurację cieplną, wagę i płeć.
4. Waga i płeć może zostać ustalona zgodnie z posiadanymi informacjami. Naciśnij przycisk „Mode” dla operacji automatycznej, która może ustawić 8 rodzajów intensywności trybu pracy. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się „0” oznacza to, że urządzenie samo automatycznie wybierze 1 z 8 trybów pracy.
5. Przyciskiem „Time” można ustawić 1 z 9 czasów. FF na wyświetlaczu oznacza ciągły czas pracy bez ustawień czasu.
6. Przycisk „Intensity” zawiera 8 stopni intensywności w zależności od osobistych potrzeb. Stopień intensywności jest widoczny jako 8 długich pionowych kresek na wyświetlaczu.
7. Opcja „Function” na wyświetlaczu została podzielona na wyszczuplanie(FAT REDUCING), powiększanie biustu (BREAST ENLARGING) , wyszczuplanie i powiększanie biustu w trzech różnych formach. Można je ustawić w zależności od poziomu ustawień. Przy wyszczuplaniu, urządzenie informuje, że pas działa, przy powiększaniu biustu urządzenie informuje, że mechanizm powiększający biust działa, a przy jednoczesnym wyszczuplaniu i powiększaniu biustu, urządzenie informuje o jednoczesnym działaniu mechanizmów(TOGETHER).
8. Przy korzystaniu z urządzenia zwiększającego biust za pomocą fal magnetycznych, prosimy włożyć dwa główne silniki osobno do miseczek biustonosza. Dołącz drugi

podłączony terminal do wtyczki „urządzenia ujędmniającego biust” na głównym silniku pasa. Wciśnij odpowiedni przycisk aby otrzymać pożądany tryb.

9. Za pomocą przycisku SETTING i AJUST włącz funkcje „HEATING” a na ekranie wyświetli się symbol ciepła, co będzie oznaczać, że urządzenie grzeje. W ciągu dwóch minut osiągnie ono stałą temperaturę 45°C.

10. Kiedy ustawiony czas pracy dobiegł końca, urządzenie zatrzyma się automatycznie. Jeśli zachodzi potrzeba dalszej pracy, włącz ponownie przycisk czasu.

11. Gdy nie używasz urządzenia, odłącz je od prądu, aby zapobiec uszkodzeniu.

12. Zaleca się aby w normalnych okolicznościach, używać urządzenia dwa razy dziennie. Urządzenia można używać 20-40 minut każdorazowo. Jeżeli zachodzi niecodzienne odczucie ciepła, odrętwienia i cierpkości, to są to normalne reakcje zachodzące przy użytkowaniu.

13. Po użyciu, należy wypić jedną butelkę przegotowanej wody, efekt będzie wtedy lepszy. Należy ciągle używać niniejszego urządzenia, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć na efektywność.

### **UWAGA!!!!**

**Wybory funkcji pasa dokonuje się za pomocą przycisku SETTING a wybrane opcje zatwierdza przyciskiem AJUST/ADJUSTER.**

### **Instrukcje**

1. Baterie akumulatorowe są specjalnym źródłem prądu dla urządzenia, które jest połączone z głównym silnikiem produktu za pomocą załączonych przewodów. Należy nacisnąć odpowiedni przycisk i urządzenie może normalnie pracować.

2. Czas ładowania baterii wynosi 2-2,5 godzin. Używając baterii, należy przesunąć czarny przełącznik na górze baterii w lewo do pozycji „RELEASE” ; Ładując baterie należy przesunąć przełącznik w prawo do pozycji „CHARGE” i ładować go używając bezpośrednio zasilacza dołączonego do urządzenia. Świecąca lampka informuje, że baterie się ładują. Podczas używania baterii nie zaleca się używania funkcji terapii cieplnej. Należy zawsze regularnie ładować baterię.

3. Używanie pasa na ramię i pasa na nogę: Należy otworzyć obudowę głównego silnika i, biegunem dodatnim do góry, należy umieścić baterie w środku. Nanieść krem do masażu (Używaj kremu do masażu aby zwiększyć efekt działania) na wybraną część pasa na ramię lub pasa na nogę. Zgodnie z wybranym urządzeniem, należy użyć specjalnej taśmy elastycznej aby połączyć je z urządzeniem i unieruchomić na zastosowanym urządzeniu, należy nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny, wedle pożądanej pozycji.

### **Istotne parametry**

Napięcie wejściowe: AC 220 V (Wyposażone w zasilacz (DC 12V/1600mA), oraz baterie akumulatorowe).

Częstotliwość: 50 Hz

Prędkość obrotowa silnika niszczącego tłuszcz: 5800 obr/min

Zużycie prądu w stanie spoczynku: Poniżej 100mA

Zużycie podczas pracy: Poniżej 1600mA

Poziom hałas: Poniżej 50dB

Temperatura terapii cieplnej: Poniżej 50°C

## **Dodatki do urządzenia**

Pas wyszczuplający: 1 szt.

Punktowe magnetyczne urządzenie powiększające biust 1 szt.

Zasilacz: 1 szt.

Anoda zapłonowa ignitronu: 1szt.

Pas na ramię i pas na rękę: 1 komplet

Krem do masażu: 1 szt.

Baterie akumulatorowe: 1 szt.

## **Zalecenia:**

1. Urządzenia można używać ściśle z zaleceniami użytkowania standardowego sprzętu elektrycznego.
2. Zabrania się używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności, źródła ognia lub wody. Urządzenie należy trzymać w suchym i przewiewnym miejscu..
3. Nie należy używać urządzenia w przeciągu godziny od kolacji lub przy pustym żołądku.
4. Zaleca się czyszczenie urządzenia jedynie wilgotną szmatką lub gąbką. Nie należy myć urządzenia pod bieżącą wodą.
5. Kobietom w ciąży oraz niemowlakom zabrania się korzystania z niniejszego urządzenia, a pacjenci szczególnie powinni najpierw skonsultować się z lekarzem.
6. Całkowity czas ciągłego użytkowania nie powinien przekroczyć 40 minut.
7. Po użyciu należy wyłączyć urządzenie od prądu aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić bezpieczeństwo.
- 8.. W razie niewłaściwego działania należy zabrać urządzenie do lokalnego punktu sprzedaży celem przeprowadzenia naprawy. Nie należy rozkręcać urządzenia samodzielnie.

## **Uwaga!!!**

### **Produkt posiada międzynarodowy certyfikat CE no. ATE 2004506**

Produkt posiada 12 miesięczną gwarancję producenta.

Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu tzn: faktura , paragon, kopia formularza zamówienia.